

Delara®

Carte des Formes



Delara®

La gamme des dents moderne et polyvalente pour une utilisation quotidienne avec une esthétique naturelle.

La santé bucco-dentaire entre de bonnes mains.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Nous sommes tous Delara



Delara répond à tous les besoins en offrant une structure de surface vivante et une stratification unique. Les teintes modernes et lumineuses assurent une apparence fraîche et vivante.

Avec une structure de surface vivante et une stratification unique en combinaison des couleurs modernes et lumineuses pour un sourire vif et éclatant, Delara répond à tous les besoins d'un laboratoire dentaire moderne et des prothésistes dentaires.

- **Traitement simple avec des résultats prévisibles :** un montage simple sans avoir à procéder à un meulage pour ajuster la forme de la dent. Le tampon de polissage, la réserve de meulage de base et le bord incisale optimisé simplifient la mise en place.
- **Flexibilité :** plus grands espaces inter dentaires, large gamme de teintes, formes anatomiques - parfaite pour toutes les indications et lors des montages de la dent.
- **Esthétique :** effet bleuté pour une apparence brillante et vive, nuances modernes, structure de surface réaliste et réfraction de la lumière dynamique.

Voilà pourquoi notre slogan est
« Nous sommes tous Delara ».



Ilkka Garaisi

Est prothésiste depuis plus de 25 ans, il a équipé plus de 7 000 patients d'une prothèse complète. Il est président de la fédération EHT en Finlande, enseignant de la formation de prothésistes et du représentant finlandais au sein de l'IFD.

“Les éléments Delara ont un aspect très naturel grâce à ses structures de surface uniques. En outre, ils sont faciles à installer, en particulier les molaires. Avec Delara vous avez un large choix d'options de montage qui minimisent le nécessité d'ajuster la forme.”



Delara 6 antérieures

SMALL

T 42 ▽		42,39 9,58 7,95
S 44 □		44,52 10,37 8,3
O 43 ○		44,19 10,49 8,3
T 44 ▽		45,05 10,52 8,24
S 43 □		43,88 9,59 8,23
R 45 □		44,96 10,61 8,24

MEDIUM

T 45 ▽		45,71 11,27 8,37
O 47 ○		48,13 11,43 9,09
T 46 ▽		46,53 10,68 8,69
R 47 □		47,5 11,49 8,76
R 46 □		46,49 10,14 8,78
S 48 □		48,97 11,29 9,07

LARGE

R 48 □		48,8 12,96 9,26
S 50 □		50,99 11,77 9,63
T 49 ▽		49,58 12,22 9,08
O 51 ○		52,19 12,43 9,81
R 49 □		48,7 10,87 9,29
R 52 □		52,14 13,58 9,78

L 33		33,57
		9,37
		5,15

L 38		36,63
		10,51
		5,79

L 35		34,62
		9,47
		5,35

L 39		38,32
		10,82
		5,9

L 36		35,56
		9,1
		5,53

Delara 8 postérieures


30		29,5
		9,13
U		31,35
		8,14

34		32,97
		10,22
U		35,32
		9,28

32		30,95
		9,53
U		33,13
		8,78

36		34,78
		10,9
U		37,34
		9,85

Examples




T 42
42,39
9,58
7,95



20°- **30 U**
29,5



20°- **30 L**
31,35



L 33
33,57
9,37
5,15

Formes et possibilités de combinaison

	Dents supérieures	Dents inférieures	Postérieures
	T 42	L 33	30 + 32
	T 44	L 33 + L 35	30 + 32
	T 45	L 33 + L 35 + L 36	32 + 34
	T 46	L 35 + L 36 + L 38	32 + 34
	T 49	L 38 + L 39	36
	O 43	L 33 + L 35 + L 36	30 + 32
	O 47	L 38 + L 39	34
	O 51	L 38 + L 39	36
	R 45	L 33 + L 35	32
	R 46	L 33 + L 35 + L 36	32 + 34
	R 47	L 38 + L 39	34
	R 48	L 36 + L 38	34
	R 49	L 38 + L 39	34 + 36
	R 52	L 38 + L 39	36
	S 43	L 33 + L 35 + L 36	30 + 32
	S 44	L 33 + L 35 + L 36 + L 38	30 + 32 + 34
	S 48	L 38 + L 39	34 + 36
	S 50	L 38 + L 39	36

Les formes modernes et naturelles



T = TRIANGULAR



O = OVAL



R = RECTANGULAR



S = SQUARE

FR: Ce produit ou l'un de ses composants (par exemple, le méthacrylate de méthyle et le peroxyde de benzoyle) peut dans certains cas particuliers causer des réactions d'hypersensibilité. En cas de doute, des informations sur les composants peuvent être demandées au fabricant.

GB: Hypersensitivities to the product or its components (e.g. Methyl methacrylate & Benzoyl peroxide) cannot be excluded in individual cases. In case of suspicion please contact the manufacturer for ingredients information.

**Manufacturer**

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau, Germany

Contact au Benelux

Kulzer Benelux B.V.
Postbus 986
NL-2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 543 42 50
info-benelux@kulzer-dental.com