

Nouvelles
formes Twist



Venus® Supra

Le chemin le plus simple pour un polissage de qualité

Une esthétique durable grâce à l'ensemble des produits de la gamme Venus. Avec les polissoirs Venus Supra vous obtiendrez un très bon rendu esthétique pour vos restaurations en composite.

Venus Supra a ajouté à sa gamme des nouveaux produits :

- » **Deux nouvelles formes de polissoirs Twist** : La forme Twist Disk est idéale pour un polissage parfait sur toutes les surfaces de composite. La forme Twist Brush permet un très bon résultat de polissage sur les surfaces occlusales : l'accès est facilité aux espaces inter-cuspidiens profonds.
- » **De nouvelles références pour les réassorts** : Les polissoirs de pré-polissage et de brillantage peuvent désormais être commandés séparément. Cela permet aux praticiens d'adapter leur stock en fonction de l'usure des polissoirs et d'optimiser la gestion des stocks également.

La santé bucco-dentaire entre de bonnes mains.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



Venus® Supra – Système de polissage haute brillance de longue durée :

- Ce système de polissage en deux étapes se compose d'un polissoir de pré-polissage et d'un polissoir de brillantage, disponibles dans différentes formes
- Ces polissoirs sont fabriqués en silicone incluant une grande quantité de poudre de diamant micro-fine
- Ils sont fabriqués sur mesure pour les composites de la gamme Venus comme Venus Diamond ONE et Venus Pearl ONE
- Solution universelle pour tous les polissages en secteur antérieur et postérieur. Cela permet des restaurations avec une brillance esthétique et durable ainsi qu'une surface lisse
- Autoclavables et réutilisables

Nouvelles formes Twist

- Facilité de polissage et adaptation à la morphologie naturelle de la dent

Nouveaux réassorts

- Optimisation de la gestion des stocks et du réapprovisionnement en polissoirs de pré-polissage et de brillantage. Les polissoirs peuvent maintenant être commandés séparément





Ulf Krueger-Janson

"J'utilise les polissoirs Venus Supra depuis plus de 13 ans. Ils sont robustes et permettent d'obtenir la meilleure brillance que je n'ai jamais pu obtenir. Ils sont simplement formidables !"

Polyvalence : Twist Disk - de très bons résultats de polissage sur diverses surfaces de composites.

Le polissage avec Venus Supra donne d'excellents résultats de polissage.



Référence	Produit	Contenu
Intro Kit		
66087541	Venus Supra Intro Kit 2x5	1 polissoir de pré-polissage + 1 polissoir de brillantage de chacune des 5 formes disponibles (Petite flamme, Grande flamme, Cupule, Twist Brush et Twist Disc)
Réassort - Nouvelles formes		
66093899	Venus Supra Refill Pre Twist Disc	10 polissoirs de pré-polissage de la forme Twist Disc
66093900	Venus Supra Refill Gloss Twist Disc	10 polissoirs de brillantage de la forme Twist Disc
66093901	Venus Supra Refill Pre Twist Brush	10 polissoirs de pré-polissage de la forme Twist Brush
66093902	Venus Supra Refill Gloss Twist Brush	10 polissoirs de brillantage de la forme Twist Brush
Nouveaux réassorts		
66093893	Venus Supra Refill Pre Cup	10 polissoirs de pré-polissage de la forme petite cupule
66093894	Venus Supra Refill Gloss Cup	10 polissoirs de brillantage de la forme petite cupule
66093895	Venus Supra Refill Pre Flame	10 polissoirs de pré-polissage de la forme petite flamme
66093896	Venus Supra Refill Gloss Flame	10 polissoirs de brillantage de la forme petite flamme
66093897	Venus Supra Refill Pre Large Flame	10 polissoirs de pré-polissage de la grande flamme
66093898	Venus Supra Refill Gloss Large Flame	10 polissoirs de brillantage de la grande flamme



Twist Brush : polissoir adapté aux surfaces occlusales.



Les poils de la brosse sont souples et permettent un accès facile aux espaces Inter-cuspidiens profonds.