

Venus[®] ART

Pour une stratification polychromatique afin de maximiser l'esthétique.



Teintes Venus Art

Composite universel nano-hybride photopolymérisable pour la stratification en couches incrémentales

Les teintes Venus Art sont conçues pour les cas ayant des exigences esthétiques exceptionnellement élevées, où aucun compromis n'est accepté sur le mimétisme et l'attention aux détails. Les teintes Venus Art sont la solution pour ceux qui souhaitent aller au-delà du simple et explorer les limites de ce qui est esthétiquement possible.

Les teintes Venus Art sont disponibles en deux consistances : Venus Diamond (consistance ferme) et Venus Pearl (consistance plus crémeuse).



Venus Diamond Flow

Composite fluide nano-hybride photopolymérisable pour la stratification en couches incrémentales.

Le composite nanohybride fluide pour une esthétique parfaite. Il est idéal pour les restaurations de classe V. Sa radio-opacité exceptionnelle garantit un diagnostic fiable.



Venus Color

Composite photopolymérisable de personnalisation

Que ce soit des fissures dans l'émail, des fissures décolorées ou des taches blanches, vos restaurations auront un aspect entièrement naturel.

Avec les cinq teintes Venus Color, qui imitent l'apparence naturelle, vous pouvez offrir à vos patients des restaurations personnalisées.




GARANTIR LA RESISTANCE : LES AVANTAGES UNIQUES DE LA MATRICE TCD

La matrice TCD est basée sur la molécule TCD-uréthane, qui vibre moins et occupe moins d'espace que les molécules conventionnelles, telles que les matrices Bis-GMA/TEGDMA. Ce mouvement limité offre des avantages notables, notamment une faible contrainte de rétraction, ce qui réduit la probabilité de l'apparition de hiatus marginaux et de caries secondaires. En outre, la résistance à la flexion de la matrice TCD accroît la résistance et la durabilité du composite, ce qui réduit le risque d'éclats ou de fractures.

De plus, la matrice TCD ne contient aucune structure BPA.

Les analyses effectuées par un laboratoire externe ont confirmé que les composites Venus Pearl et Venus Diamond, tant non polymérisés que polymérisés, ne présentent aucune libération détectable de BPA.¹

Taux de contrainte de rétraction (carrés bleus)
après 24 h [MPa] et résistance à la flexion moyenne (barres)
après 24 h [MPa] des matériaux composites testés



¹Source : Test Report 10-2023

²Ceram-x Spectra® ST HV est une marque déposée de Dentsply Sirona Inc. - Filtek® Universal est une marque déposée de 3M Company - Tetric® Prime est une marque déposée d'Ivoclar Vivadent AG - Omnicroma® est une marque déposée de Tokuyama Corporation - Essentia® est une marque déposée de GC Corporation - Admira® Fusion est une marque déposée de Voco GmbH.

Source Figure 1 : Résistance à la flexion et contrainte de rétraction de polymérisation des matériaux composites, Leyer A, Schweppe J, Utterodt A, J Dent Res Vol 103 (Numéro spécial B) : 0026, 2024.

PRENEZ PART !

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ

PARTAGEZ VOS CAS & DÉCOUVREZ
UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE
PASSIONNÉE PAR LES SOURIRES,
TOUT COMME NOUS.



kulzer.be/be-part-of-it

1342-03-2025

LE NOUVEAU Venus[®]

LA BEAUTÉ DE POUVOIR CHOISIR


Venus[®] PURE

La beauté de la simplicité



Venus[®] ART

La beauté de la polyvalence



Pourquoi ne pas choisir la simplicité sans compromettre l'esthétique ?

Venus répond à votre exigence de réduction de la complexité des restaurations directes en divisant la marque en deux catégories : la nouvelle gamme Venus Pure pour des applications simples et quotidiennes et la gamme Venus Art pour des restaurations hautement esthétiques.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Venus[®] PURE

Pour une stratification monochromatique afin de maximiser la simplicité.



Venus Pure

Composite universel nano-hybride photopolymérisable pour la stratification en couches incrémentales

Venus Pearl Pure pour les restaurations antérieures et postérieures de tous les jours. La simple sélection de quatre teintes (LIGHT, MEDIUM, DARK, BLEACH) permet non seulement de simplifier la procédure, mais permet également d'obtenir d'excellents résultats avec la stratification monochromatique, tout en réduisant le stress et les erreurs dans le choix des teintes.

Venus Pure existe en deux consistances, Venus Diamond (consistance ferme) et Venus Pearl (consistance plus crémeuse).



Venus Diamond Flow

Composite fluide nano-hybride photopolymérisable pour la stratification en couches incrémentales.

Les teintes Venus Diamond Flow Pure conviennent aux restaurations quotidiennes antérieures et postérieures. En choisissant parmi quatre teintes seulement - LIGHT, MEDIUM, DARK et BLEACH - vous pouvez rationaliser votre processus et obtenir des résultats satisfaisants.

En outre, ce choix de teintes réduit la probabilité d'erreurs de sélection.



Venus Bulk Flow ONE

Composite fluide photopolymérisable en couche de 4mm

Venus Bulk Flow ONE est le premier composite «Bulk fill» fluide en teinte universelle qui ne nécessite pas de couche de protection supplémentaire. Sa consistance en fait le composite de choix pour les obturations en incréments allant jusqu'à 4 mm dans le secteur postérieur.



Venus[®] PURE

Venus Pearl Pure

Teintes	Seringue	PLT
	1 x 3 g	20 x 0.2 g
LIGHT	6609 6880	6609 6876
MEDIUM	6609 6881	6609 6877
DARK	6609 6882	6609 6878
BLEACH	6609 6883	6609 6879
ONE	6608 1836	6608 1837

Venus Diamond Pure

Teintes	Seringue	PLT
	1 x 4 g	20 x 0.25 g
LIGHT	6609 6872	6609 6868
MEDIUM	6609 6873	6609 6869
DARK	6609 6874	6609 6870
BLEACH	6609 6875	6609 6871
ONE	6608 1838	6608 1839

Venus Diamond Flow Pure

Teintes	Seringue	PLT
	1 x 1.8 g	20 x 0.2 g
LIGHT	6610 0268	6610 0272
MEDIUM	6610 0269	6610 0273
DARK	6610 0270	6610 0274
BLEACH	6610 0271	6610 0275

Venus Bulk Flow ONE

Contenu	
	Seringue
1x2g seringues ; 5 canules	6609 4723
	PLT
20x0.2g PLTs	6609 4724

Venus Bulk Flow ONE – Value Packs

Contenu	
	Seringue
10x2g seringues ; 50 canules ; Carte illustrée	6609 5335
	PLT
80x0.2g PLTs ; Carte illustrée	6609 5388

Venus Pearl Pure Kits


Contenu	
VENUS PEARL PURE KIT	PLT
1 boîte de PLTs 20x0.2g de chaque teinte de Venus Pearl LIGHT + MEDIUM (soit 2 boîtes) ; 1 seringue 2g de Venus Bulk Flow ONE ; 1 flacon 2ml iBOND Universal ; 5 canules Flow ; Carte de correspondance des teintes ; Carte illustrée iBOND Universal ; Modes d'emploi	6609 8266
VENUS PEARL PURE COLLECTION KIT	PLT
1 boîte de PLTs 20x0.2g de chaque teinte de Venus Pearl (LIGHT + MEDIUM) (soit 2 boîtes) ; 1 seringue de 1.8g de chaque teinte de Venus Diamond Flow (LIGHT + MEDIUM) ; 1 seringue 2g de Venus Bulk Flow ONE ; 15 canules ; Carte de correspondance des teintes ; Modes d'emploi	6610 0279
VENUS PEARL PURE KIT	Seringue
1 seringue de 3g de chaque teinte de Venus Pearl LIGHT + MEDIUM ; 1 seringue de 2g de Venus Bulk Flow ONE ; 1 flacon de 2ml d'iBOND Universal ; 5 canules Flow ; Carte de correspondance des teintes ; Carte illustrée iBOND Universal ; Modes d'emploi	6609 8267
VENUS PEARL PURE COLLECTION KIT	Seringue
1 seringue de 3g de chaque teinte de Venus Pearl (LIGHT + MEDIUM) ; 1 seringue de 1.8g de chaque teinte de Venus Diamond Flow (LIGHT + MEDIUM) ; 1 seringue 2g de Venus Bulk Flow ONE ; 15 canules ; Carte de correspondance des teintes ; Modes d'emploi	6610 0278

Venus Diamond Pure Kits

Contenu	
VENUS DIAMOND PURE KIT	PLT
1 boîte de PLTs 20x0.25g de chaque teinte de Venus Diamond LIGHT + MEDIUM (soit 2 boîtes) ; 1 seringue de 2g de Venus Bulk Flow ONE ; 1 flacon 2ml iBOND Universal ; 5 canules Flow ; Carte de correspondance des teintes ; Carte illustrée iBOND Universal ; Modes d'emploi	6609 8264
VENUS DIAMOND PURE COLLECTION KIT	PLT
1 boîte de PLTs 20x0.25g de chaque teinte de Venus Diamond (LIGHT + MEDIUM) (soit 2 boîtes) ; 1 seringue de 1.8g de chaque teinte de Venus Diamond Flow (LIGHT + MEDIUM) ; 1 seringue 2g de Venus Bulk Flow ONE ; 15 canules ; Carte de correspondance des teintes ; Modes d'emploi	6610 0277
VENUS DIAMOND PURE KIT	Syringe
1 seringue de 4g de chaque teinte de Venus Diamond LIGHT + MEDIUM ; 1 seringue 2g de Venus Bulk Flow ONE ; 1 flacon de 2ml iBOND Universal ; 5 canules Flow ; Carte de correspondance des teintes ; Carte illustrée iBOND Universal ; Modes d'emploi	6609 8265
VENUS DIAMOND PURE COLLECTION KIT	Syringe
1 seringue de 4g de chaque teinte de Venus Diamond (LIGHT + MEDIUM) ; 1 seringue de 1.8g de chaque teinte de Venus Diamond Flow (LIGHT + MEDIUM) ; 1 seringue 2g de Venus Bulk Flow ONE ; 15 canules ; Carte de correspondance des teintes ; Modes d'emploi	6610 0276

iBOND Universal

L'adhésif universel, photopolymérisable, pour toutes les techniques de collage et toutes les indications. Compatible avec tous les matériaux dentaires, c'est l'adhésif polyvalent qui garantit une force d'adhérence fiable.



kulzer.be/ibu

Teintes Venus Pearl Art

Teintes	Seringue	PLT	PLT
	1x3g	20x0.2g	10x0.2g
Teinte universelle			
A1	6604 8175	6604 8090	
A2	6604 8176	6604 8141	
A3	6604 8178	6604 8143	
A3.5	6604 8179	6604 8144	
A4	6604 8180	6604 8145	
B1	6604 8182	6604 8147	
B2	6604 8183	6604 8148	
B3	6604 8184	6604 8149	
C1	6604 8185	6604 8150	
C2	6604 8186	6604 8161	
C3	6604 8187	6604 8162	
D3	6604 8188	6604 8163	
HKA2.5	6604 8177	6604 8142	
HKA5	6604 8181	6604 8146	
Teinte opaque dentine			
OLC	6604 8189		6604 8164
OMC	6604 8190		6604 8165
ODC	6604 8191		6604 8093
OXDC	6604 8192		6604 8094
Teinte incisal			
CL	6604 8196		6604 8098
AM	6604 8197		6604 8099
CO	6604 8198		6604 8100
YO	6604 8199		6604 8171
Teinte bleach et autres			
BL	6604 8193		6604 8096
BXL	6604 8194		6604 8097
OB	6604 8195		6604 8095
CORE	6604 8200		6604 8172*
GUM	6604 8201		6604 8173

*10x0.3g

Venus Pearl Master Assortment

Contenu	PLT
0.2 g x 10 PLTs (Teintes A1, A2, A3, A3.5, A4, HKA2.5, ONE) ; 0.2 g x 5 PLTs (Teintes B1, B2, B3, C1, C2, C3, D3, CL, AM, CO, YO, OLC, OMC, ODC, OXDC, BL, BXL, OB, GUM, HKA5) ; 0.3 g x 5 PLTs (Teinte CORE) ; Teinte Venus Pearl	6609 6867

Teintes Venus Color Art

Contenu	Seringue	Syringe
	1x1g	5x1g
Teinte		
WHITE	6605 4206	
BLUE	6605 4207	
CORN	6605 4208	
AMBER	6605 4209	
CHOCO	6605 4210	
Coffret		
Venus Color Syringe Assortment (1x1g chaque : WHITE, BLUE, CORN, AMBER, CHOCO)		6605 4221

Manchon de protection hygiénique

Contenu	
Manchons de protection hygiénique pour protéger les seringues de contamination par le sang, la salive ou d'autres contaminants. 300 pièces	6609 7644

Teintes Venus Diamond Art

Teintes	Seringue	PLT	PLT
	1x4g	20x0.25g	10x0.25g
Teinte universelle			
A1	6603 5471	6603 9008	
A2	6603 5472	6603 9009	
A3	6603 5474	6603 9011	
A3.5	6603 5475	6603 9012	
A4	6603 5476		6603 9013
B1	6603 5478	6603 9015	
B2	6603 5479	6603 9016	
B3	6603 5480		6603 9017
C2	6603 5481	6603 9018	
C3	6603 5482		6603 9019
D3	6603 5483		6603 9020
HKA2.5	6603 5473	6603 9010	
HKA5	6603 5477		6603 9014
Teinte opaque dentine			
OL	6603 5484		6603 9021
OLC	6604 6735		6604 6731
OM	6603 5485	6603 9022	
OMC	6604 6736		6604 6732
OD	6603 5486	6603 9023	
ODC	6604 6737		6604 6733
OXDC	6604 6738		6604 6734
Teinte incisal			
CL	6603 5490		6603 9027
AM	6603 5491		6603 9028
CO	6603 5492		6603 9029
YO	6603 5493		6603 9030
Teinte bleach			
BL	6603 5487		6603 9025
BXL	6603 5488		6603 9026
OB	6603 5489		6603 9024

Teintes Venus Diamond Flow Art

Teintes	Seringue	PLT
	1x1.8g	20x0.2g
Teinte universelle		
A1	6604 0354	6604 0368
A2	6604 0355	6604 0369
A3	6604 0358	6604 0371
A3.5	6604 0359	6604 0372
A4	6604 0360	6604 0373
B2	6604 0362	6604 0375
HKA2.5	6604 0357	6604 0370
HKA5	6604 0361	6604 0374
Teinte opaque dentine		
OM	6604 0363	6604 0376
Baseliner	6604 1052	6604 1051
Teinte incisal		
CL	6604 0364	6604 0377
Teinte bleach		
BXL	6604 0365	6604 0378

Teintiers

Contenu	
Teintier Venus Diamond	6603 9004
Teintier Venus Pearl	6605 5463