

Technique d'injection

Injectez la confiance dans votre flux de travail.



Je réalise régulièrement des facettes directes, mais...

"Je ne veux pas que la stratification prenne trop de temps – j'ai besoin de précision et de rapidité."

"Je recherche des résultats prévisibles, sans avoir à passer un temps excessif au polissage."

"Je souhaite une technique qui s'intègre facilement à mon protocole de travail habituel."

Les composites fluides Venus® sont désormais officiellement approuvés pour les techniques d'injection de composite.

La technique d'injection offre des résultats prévisibles tout en réduisant le temps consacré à la mise en forme. Venus Diamond Flow et Venus Bulk Flow ONE offrent une viscosité idéale et une intégration harmonieuse de la teinte. Vous gardez le contrôle, nous vous fournissons les outils.

Pourquoi c'est important:

- **Application efficace**
Gagnez du temps au fauteuil et optimisez votre planning sans compromis sur la qualité.
- **Esthétique naturelle**
Une sélection de teinte simplifiée : les teintes pures de Venus Diamond Flow associent un rendu naturel à la simplicité d'une approche monochromatique.
- **Intégration fluide**
Compatible avec les wax-ups numériques et analogiques grâce à notre matériau d'empreinte transparent Memosil® 2 et à vos composites fluides préférés, pour des résultats reproductibles et une satisfaction élevée des patients.

Choisissez-le. Utilisez-le. Aimez-le.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Technique d'injection de composite par le Dr Edoardo Fossati, Italie



Empreinte de la situation initiale.



Wax-up et réalisation de clés transparentes avec canaux d'injection.



Isolation, application de l'adhésif, injection du composite à l'aide de clés transparentes, photopolymérisation, puis finition et polissage.



“Disposer d'un composite fluide offrant des performances constantes dans de multiples indications me permet de simplifier mon flux de travail tout en conservant une grande précision clinique. J'apprécie tout particulièrement la technique d'injection pour sa capacité à reproduire fidèlement les détails anatomiques et à fournir des résultats esthétiques prévisibles.”

Dr Sandra Kaiser, Allemagne.

Conseil pratique


Réalisez une clé en silicone transparente à partir du wax-up avec Memosil® 2 pour un placement précis et reproductible du composite.

Utilisez iBOND® Universal pour une adhésion fiable, puis finalisez avec les polissoirs Venus Supra pour obtenir un brillant élevé et un rendu naturel.

**La précision pour vous.
La perfection pour vos patients.**



En savoir plus:



kulzer.be/venus