

Delara®

Carta de Formas

NUEVO



Delara®

Línea de dientes para el día a día, para todas las indicaciones y de estética natural

Salud oral en buenas manos



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Anteriores

SMALL

T 42 ▽			42,4 9,6 8,0
S 44 □			44,5 10,4 8,3
O 43 ○			44,2 10,5 8,3
T 44 ▽			45,1 10,5 8,2
S 43 □			43,9 9,6 8,2
R 45 □			45,0 10,6 8,2

MEDIUM

T 45 ▽			45,7 11,3 8,4
O 47 ○			48,1 11,4 9,1
T 46 ▽			46,5 10,7 8,7
R 47 □			47,5 11,5 8,8
R 46 □			46,5 10,1 8,8
S 48 □			49,0 11,3 9,1

LARGE

R 48 □			48,8 13,0 9,3
S 50 □			51,0 11,8 9,6
T 49 ▽			49,6 12,2 9,1
O 51 ○			52,2 12,4 9,8
R 49 □			48,7 10,9 9,3
R 52 □			52,1 13,6 9,8

L 33			33,6
			9,4
			5,2

L 38			36,6
			10,5
			5,8

L 35			34,6
			9,5
			5,4

L 39			38,3
			10,8
			5,9

L 36			35,6
			9,1
			5,5

Posteriores

30			29,5
			9,1
			31,4
U			
L			8,1

32			31,0
			9,5
			33,1
U			
L			8,8

34			33,0
			10,2
			35,3
U			
L			9,3

36			34,8
			10,9
			37,3
U			
L			9,9

Formas y posibles combinaciones



Upper anteriors

T 42

T 44

T 45

T 46

T 49

Lower anteriors

L 33

L 33 + L 35

L 33 + L 35 + L 36

L 35 + L 36 + L 38

L 38 + L 39

Posteriors

30 + 32

30 + 32

32 + 34

32 + 34

36



O 43

O 47

O 51

L 33 + L 35 + L 36

L 38 + L 39

L 38 + L 39

30 + 32

34

36



R 45

R 46

R 47

R 48

R 49

R 52

L 33 + L 35

L 33 + L 35 + L 36

L 38 + L 39

L 36 + L 38

L 38 + L 39

L 38 + L 39

32

32 + 34

34

34

34 + 36

36



S 43

S 44

S 48

S 50

L 33 + L 35 + L 36

L 33 + L 35 + L 36 + L 38

L 38 + L 39

L 38 + L 39

30 + 32

30 + 32 + 34

34 + 36

36

Ejemplos


T 42

42,4

9,6

8,0


30 U

29,1



9,1


L 33

33,6

9,4

5,2


30 L

31,4



8,1



La nueva línea de dientes de alta estética también ofrece un procesamiento fácil, una superficie natural y la mejor relación rendimiento-precio. **Delara es un todoterreno para las prótesis del día a día:**

- **Fácil manejo para resultados predecibles:** El pulido de la superficie, la reserva de material basal y el borde incisal optimizado simplifican el proceso de trabajo.
- **Flexibilidad:** Gama completa de tonos, formas anatómicas optimizadas, excelente funcionalidad y estética para todas las indicaciones y opciones de trabajo.
- **Estética:** Efecto azulado para conseguir una apariencia natural, una superficie intensa y refracción de luz dinámica.

“¡Cuando vi el resultado de Delara en los pacientes, me quedé impresionado! Me permite lograr resultados naturales y estéticos. El rendimiento es superior al de otros dientes de la misma categoría. Delara ofrece dos ventajas principales: El montaje y la estética. El diseño basal de Delara permite un montaje fácil y un procesamiento mínimo”.



Ilkka Garaisi

Técnico dental, cuenta con más de 25 años de experiencia. Presidente de la EHT-federation (Finlandia), docente y representante de la IFD (Finlandia).





Fabricante

Kulzer GmbH
Schlätterstraße 2
88142 Wasserburg,
Alemania

Contacto en España

Kulzer Iberia S.A.
Marie Curie 19, bajo - ofic. 5
28521 Rivas Vaciamadrid,
Madrid

infodental-es@kulzer-dental.com

kulzer.es/delara